



Інструкція із застосування

медичного виробу « СільверIS Ніс спрей 10мл (ml)»

Склад:

Колоїдний розчин срібла 45-55 ppm (45-55 мг/л (mg/l))

Допоміжні речовини: пропіленгліколевий екстракт календули, пропіленгліколевий екстракт ромашки, декспантенол, екстракт алое

Опис виробу:

Прозорий розчин світло-бурого кольору, 10 мл (ml) у флаконі із пластику з контролем першого відкриття у комплекті з назальним розпилювачем та інструкцією із застосування медичного виробу, у картонній коробці

Функціональні властивості:

Комплексна дія виробу зумовлена дією його компонентів.

Колоїдне срібло має широкий спектр антибактеріальної, протівірусної та протигрибкової активності, тому пригнічує зростання та сприяє загибелі багатьох бактерій та грибів на слизовій оболонці носа. Бактерицидна дія на *Staphylococcus aureus* відмічається при концентрації наночасток колоїдного срібла 45-50 ppm.

При місцевому (назальному) застосуванні колоїдний розчин срібла має тимчасову передбачувану дію проти вірусів, бактерій, грибів на слизовій оболонці носа, але не впливає на функції органів та систем організму.

Колоїдне срібло проявляє віруліцидну дію щодо вірусу грипу та інших вірусів, а також в'язучу дію.

Екстракти календули та ромашки мають протизапальні, регенеруючі, пом'якшувальні властивості.

Екстракт алое та декспантенол надають зволожуючу, заспокійливу та загоювальну дію на слизову оболонку носа.

Рекомендації щодо застосування:

Для полегшення перебігу нежитю. Антибактеріальний протівірусний засіб при аденоїдитах, ринітах, риносинусітах, подразненні слизової оболонки носа.

Протипоказання:

Підвищена чутливість до складових. Застосування у дітей віком до 3 років.

Застереження щодо застосування:

Не допускати потрапляння розчину в очі. При випадковому потрапленні в очі промити великою кількістю проточної води. Перед застосуванням невелику кількість засобу нанести на шкіру в ділянці ліктьового згину для виявлення можливої індивідуальної непереносимості. При виникненні симптомів індивідуальної непереносимості (подразнення, печіння, свербіж шкіри) промити місце нанесення великою кількістю води, відмовитися від застосування виробу і при необхідності звернутися до лікаря. Для попередження поширення інфекції не слід користуватися одним контейнером кільком особам.

Дотримуйтесь рекомендованих доз і способу застосування виробу. Колоїдний розчин срібла може спричинити подразнення слизової оболонки носа, особливо при довготривалому застосуванні.

Розчин не слід застосовувати у період вагітності або годування груддю, оскільки не має достатньо даних щодо застосування срібловмісних засобів у ці періоди.

Допускається помутніння розчину та наявність осаду.

Тільки для місцевого застосування.

Спосіб застосування та дози:



Відгвинтити ковпачок у флаконі.

Замінити ковпачок на назальний розпилювач, що додається.

Струснути флакон і зняти захисний ковпачок з назального розпилювача.

При першому застосуванні зробити 1-2 пробних розпилення у повітря у зворотньому напрямку від очей. Розпилення у порожнину носа проводити при вертикальному положенні голови.

- *дорослим та дітям від 12 років* по 2 розпилення 3 рази на добу в кожний носовий хід;
- *дітям від 3 до 12 років* по 1 розпиленню 3 рази на добу після консультації з лікарем.

Курс застосування 5-10 днів або за рекомендацією лікаря. Дітям застосовувати засіб тільки під наглядом дорослих.

Термін придатності

3 роки з дати виготовлення.

Термін придатності розчину після першого відкриття флакона – не більше 4 тижнів.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 5°C до 25 °C у захищеному від дії прямого сонячного світла та недоступному для дітей місці.

Тлумачення символів, які наведені на маркуванні

| Символ | Назва символу |
|--------|--|
| | Знак відповідності технічним регламентам |
| | Номер партії |
| | Термін використання |
| | Зверніться до інструкції із застосування |
| | Виробник |
| | Дата виготовлення |
| | Попередження |
| | Температурне обмеження |
| | Обережати від сонячного світла |



ТОВ «Исток-Плюс», Україна, 69032, м. Запоріжжя, вул. Макаренка, 4.
Тел. +38 (061) 717-01-44 , www.istok-plus.com, e-mail: info@istok.com.ua

Дата затвердження інструкції із застосування: 19.05.22